

# BLOOD BANK REFRIGERATOR

Dipasarkan Oleh :  
PT. Kalmed Sejahtera Indonesia

JL. TMII Pintu II No. 2 RT 006 RW 004, Kel. Lubang Buaya,  
Kec. Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Tlp : +62 (21) 29369632

Email : info.kalmed@gmail.com | admin@kalmedsi.com

## Vacuum Sealed Pair Glass Door

dengan film pemanas tak terlihat tertanam mencegah kondensasi kelembaban pada jendela

## Isolasi Busa Poliuretan Kepadatan Tinggi

dengan isolasi ketebalan 60mm memberikan suhu rendah yang sangat baik dan mempertahankan suhu dingin untuk waktu yang lama jika kegagalan daya

## Sistem Pencairan Otomatis Dan Dehumidify

memberikan keseragaman dan stabilitas suhu presisi tinggi

## Sistem Kontrol

control panel dengan layar sentuh 4,3" serta dilengkapi dengan slot USB 3.0

## Pemasangan lampu LED

untuk umur yang tahan lama dan meminimalkan panas yang dihasilkan di dalam ruangan



**KBB - B04G**

Kontrol Suhu Yang Stabil



**KBB - B02G**



**KBB - B03G**

Desain yang Ramah Pengguna

## Sistem Alarm

- Suhu Tinggi / Rendah
- Kerusakan daya listrik
- Pembukaan Pintu
- Tingkat baterai rendah
- Diagnostik diri dan peringatan

MODEL		KBB-B02G	KBB-B03G	KBB-B04G
DIMENSI	LUAR	SIZE : 683X775X1490mm	SIZE : 740X805X1985mm	SIZE : 1260X805X1998mm
	DALAM	SIZE : 560X660X800mm	SIZE : 620X700X1410mm	SIZE : 1140X700X1410mm
KAPASITAS		295L	612L	1125L
500ML Bags KAPASITAS		150EA	300EA	550EA
KOMPRESOR		1/4HP	1/4HP	1/2HP
PEMANAS PENCAIRAN ES		280WATT	280WATT	280WATT
LACI RAK		3EA	6EA	12EA
SISTEM KONTROL		PLC 4,3 " HMI LAYAR SENTUH FULL AUTOMATIC		
TEMPERATUR		4 °C		
SET AKURASI		± 1 °C AT 4 °C		

\*Perekam grafik 7 hari (optional)

\*Perekam digital tersedia (optional)

\*Dokumentasi & validasi IQ/qq (optional)